

VESDER CDC GOUD (EN ROOD)

Droge vlieg

Benodigheden



Haakmaat : 16 - 20
Haaktype : Tunca T10 of Kamasan B-400
Binddraad : Zwart of grijs
Lichaam : Goud tinsel
Thorax : Dubbing van golden retriever
Vleugel : CDC wit

Bindwijze

- Binddraad opzetten in het midden van de haaksteel en gelijk een stukje goudtinsel mee inbinden en tot net door de haakbocht brengen.
- De binddraad terug naar het midden van de haaksteel brengen, en tot daar met het tinsel een dun achterlichaam vormen.
- Nu dubbing aanbrengen en een thorax vormen tot op 1 mm van het haakoog.
- Nog een vleugel van witte CDC fibers inbinden over het lichaam heen, afknopen en tegelijk een kopje van binddraad vormen.

Toepassing

Rivier

Jan. Feb. Maa. Apr. Mei. Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.

Dit is een goede vlieg voor de Vesder, zowel in de goudkleurige versie, en zeker ook in de rode versie, die is net hetzelfde als de gouden maar in plaats van een achterlichaam van goudkleurig tinsel gewoon rood tinsel of rood holografisch tinsel.